

BioSmart


Biofeedback Inalámbrico



Referencia	Descripción
00004821	BioSmart - Equipo Biofeedback


Características BioSmart

- ▶ Ergonomía mejorada por la comunicación inalámbrica
- ▶ Gestión del paciente
- ▶ Cuestionarios
- ▶ Objetivos configurables por el usuario
- ▶ Protocolos estándar y configurables
- ▶ Análisis de mejora continua
- ▶ Rehabilitación del suelo pélvico - Periform
- ▶ Biofeedback del esfínter anal - Anuform
- ▶ Informes configurables por el usuario



Especificaciones Técnicas

- ▶ Canal de entrada EMG
- ▶ Protección de entrada a paciente: ~6kOhms
- ▶ Rango de entrada: 1mV máxima escala
- ▶ Resolución de entrada: >100nV (averaged)
- ▶ Voltaje : máximo 600mV
- ▶ Impedancia: 1010 ohms // 1pF
- ▶ Desequilibrio de impedancia de entrada: >40%
- ▶ Rechazo en modo común: >100dB
- ▶ Rango: 10Hz~1000Hz -Notch opcional: 50Hz
- ▶ Nivel de ruido en referencia: 2µV (averaged)
- ▶ Velocidad de muestreo: 2000 muestras/seg
- ▶ Resolución: 24bits (peso bit <30nV)



BS_S_3. Rev.03 Date 8-5-2024

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.U

Pol. Ind. Comarca I, Calle A. NºD22

31160 Orcoyen, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com