

ScopeGrasp

Pinzas de Extracción

- Amplia gama de pinzas para la extracción de una gran variedad de cuerpos extraños de diferentes formas y consistencias, tanto para endoscopia digestiva como bronquial.



**Diferentes formas
y tamaños, para
endoscopia digestiva
y bronquial.**



ScopeGrasp - Pinzas de Extracción							
Mandíbula	Referencia	Catéter		Apertura de la mandíbula (mm)	Color	Rotativa	Cant.
		Ø (mm)	Longitud (cm)				
	PELICANO (combinación de dientes de rata y cocodrilo)						
	GF-18125033	1,8	120	8,5	Amarillo	✗	10
	GF-18185033	1,8	180	8,5	Amarillo	✗	10
	GF-23235033	2,3	230	8,3	Azul	✗	10
	GF-232350310	2,3	230	15,0	Azul	✗	10
	GF-23235039	2,3	230	8,3	Azul	✓	5
	COCODRILO						
	GF-23235031	2,3	230	8,7	Azul	✗	10
	DIENTES DE RATA						
	GF-18075032	1,8	70	4,6	Amarillo	✗	10
	GF-18165032	1,8	160	4,6	Amarillo	✗	10
	GF-18235032	1,8	230	4,6	Amarillo	✗	10

Características

- ▶ **Estéril y de un solo uso:** reduciendo el riesgo de infecciones nosocomiales, listo para ser utilizado en extracciones de emergencia y siempre funcional.
- ▶ **Mango tipo diábolo** para un agarre seguro y un movimiento controlado.
- ▶ **Código de colores** para identificar rápidamente el diámetro de la vaina.
- ▶ Mecanismo de **apertura tipo pantógrafo** que permite la extracción incluso en una posición de endoscopio muy forzada.
- ▶ **Tres modelos disponibles**, para realizar la extracción de una amplia variedad de cuerpos extraños de diversas formas y consistencias.
- ▶ **Modelo giratorio**, para facilitar el posicionamiento de las pinzas sobre el cuerpo extraño a extirpar.

Descripción: Pinzas para extracción de cuerpos extraños ScopeGrasp. **Indicaciones:** Extracción endoscópica de cuerpos extraños. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0123. **Fabricante:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o de la etiqueta del dispositivo. **Version:** GF_S_3. Rev.03. Date 15-11-2022

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1

31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com