


ScopeSnare COLD

Asa de polipectomía fría



**Alambre de corte
con un diámetro
de 0,24 mm para un
corte limpio de la
lesión**



CREO
MEDICAL

ScopeSnare COLD



Asa de polipectomía fría

ScopeSnare COLD - Asa de polipectomía fría rotativa

	Referencia	Ø catéter (mm)	Longitud (cm)	Ø asa (mm)	Forma de asa	Cant.
	CPS-2410235336	2,4	230	10	Diamante - Hexagonal	10
	CPS-2415235336	2,4	230	15	Diamante - Hexagonal	10
	CPS-2410235335	2,4	230	10	Oval	10
	CPS-2415235335	2,4	230	15	Oval	10

Características

- ▶ **Rotativo**, para facilitar el posicionamiento del asa en la lesión a resecar.
- ▶ **Alambre de corte trenzado de varios filamentos con un diámetro de 0,24 mm**, que permite una extracción limpia de la lesión.
- ▶ Forma del asa diseñada expresamente para maximizar la anchura de apertura y facilitar su colocación.



Descripción: Asa de polipectomía fría. **Indicaciones:** Resección endoscópica de pequeños pólipos sin corriente de alta frecuencia y recuperación de cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0123. **Fabricante:** Hangzhou AGS MedTech Co.,Ltd. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del manual de instrucciones o del etiquetado del dispositivo. **Versión:** SSC_S_4, Rev.04, Fecha 23-03-23

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

