

ScopeValve

Válvulas de aire/agua y aspiración

ESTÉRIL

¡La calidad de los reutilizables,
la seguridad de un solo uso!



CREO
MEDICAL

ScopeValve

Más de 10 años después de haber introducido en el mercado los primeros kits de válvulas de aire/agua y de aspiración de un solo uso, y en un proceso de mejora constante de nuestra oferta, presentamos la nueva gama **ScopeValve**, que combina calidad, funcionalidad y una excelente relación calidad-precio, para permitir que un mayor número de establecimientos opte por el uso único.

Al igual que la válvula de biopsia **ScopeValve**, es prácticamente imposible limpiar satisfactoriamente y, por tanto, esterilizar las válvulas de aire/agua y de aspiración. Además, el múltiple reprocesamiento y esterilización de los dispositivos reutilizables perjudica considerablemente su funcionalidad.

Válvulas de un solo uso para aire/agua y aspiración



Referencia	Descripción	Cant.
ENDO004	Válvula de aire/agua + válvula de aspiración + válvula para el canal de trabajo (Endoscopios Olympus® serie 140/160/180/180/190/190/240/260)	50
ENDO046	Válvula de aire/agua + válvula de aspiración + válvula para el canal de trabajo + conector para canal de suministro de agua auxiliar con válvula antirretorno (Endoscopios Olympus® serie 140/160/180/180/190/190/240/260)	50
ENDO037	Válvula de aire/agua + válvula de aspiración + válvula para el canal de trabajo (Endoscopios Pentax®)	50
ENDO081	Válvula de aire/agua + válvula de aspiración + válvula para el canal de trabajo + conector para canal de suministro de agua auxiliar con válvula antirretorno (Endoscopios Pentax®)	50
ENDO087	Válvula de aire/agua + válvula de aspiración + válvula para el canal de trabajo (Endoscopios Fujinon® serie 700)	50
ENDO092	Válvula de aire/agua + válvula de aspiración + válvula para el canal de trabajo + conector para canal de suministro de agua auxiliar con válvula antirretorno (Endoscopios Fujinon® serie 700)	50

Características



- ▶ **Un solo uso:** Producto de alta calidad que reduce significativamente el riesgo de infección y contaminación cruzada.



- ▶ **Dispositivos estériles:** Garantiza un producto libre de microorganismos a través del cual se insertan instrumentos y accesorios estériles.



- ▶ **Trazabilidad:** Se incluyen 3 etiquetas autoadhesivas con cada set de válvulas.

Nombre: Válvulas de aire/agua y aspiración ScopeValve. **Indicaciones:** Control de la insuflación de aire y aspiración endoscópica durante los procedimientos de endoscopia digestiva. **Clase:** I estéril **Organismo notificador:** CE0123. **Uso correcto:** Antes del uso, lea atentamente las instrucciones de uso o de etiquetado del aparato. **Versión:** ATM_S_4. Rev.04. Fecha 16-11-22

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. N°1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

