

# ScopeValve

Valves pour canal opérateur

La qualité du réutilisable  
La sécurité de l'usage unique !

STÉRILE



## ScopeValve

Parce que les valves pour canal opérateur sont la porte d'entrée des différents dispositifs stériles et qu'il est quasiment impossible de les nettoyer et donc de les stériliser de manière satisfaisante, nous avons fait le choix de l'usage unique et de la stérilité.

### Valves pour canal opérateur à usage unique



Référence	Désignation	Cdt
ENDO028S	Valve pour canal opérateur (endoscopes Olympus® et Fujinon®)	100
ENDO018S	Valve pour canal opérateur (endoscopes Pentax®)	100
ENDO015S	Valve pour canal opérateur avec raccord latéral d'irrigation (endoscopes Olympus® et Fujinon®)	100

## Caractéristiques



- **Usage unique** pour un produit toujours efficace et une diminution significative des risques d'infections nosocomiales.

STERILE

- **Dispositif stérile:** pour garantir un produit exempt de micro-organismes à travers lequel sont insérés des instruments et accessoires également stériles.



- **Traçabilité:** 3 étiquettes détachables autocollantes accompagnent chaque dispositif.

- **Capuchon amovible avec système de fermeture parfaitement moulé** pour empêcher les fuites de fluides, sécurisant ainsi la procédure en protégeant le personnel médical.

**Dénomination:** Valve pour canal opérateur ScopeValve. **Indications:** Couverture du port de biopsie d'un endoscope au cours d'une procédure d'endoscopie permettant le passage et le changement du dispositif d'endoscopie tout en assurant l'étanchéité. **Classe:** I stérile **Organisme notifié:** CE0123. **Fabricant:** GA Health Company Limited. **Bon usage:** Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement:** Produit non inscrit à la LPPR. **Version:** ATMV\_F\_6. Rev.06 Date 13-06-23

Distribué en France par :

**Creo Medical SASU**

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : [info.fr@creomedical.com](mailto:info.fr@creomedical.com)

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

