

ScopeWire

Führungsdraht


**Eine breite Palette
von Führungsdrähten**
für die selektive
Gallengangskanülierung,
die Platzierung und den
Austausch von ERCP-
Geräten.

ScopeWire - Führungsdraht

Referenz	Ø (Inch / mm)	Länge (cm)	Steifigkeit	Typ flexibles Ende	Menge
GW-25265041	0,025 / 0,63	260	Standard	Gerade	10
GW-25455041	0,025 / 0,63	450	Standard	Gerade	10
GW-35265041	0,035 / 0,89	260	Standard	Gerade	10
GW-35455041	0,035 / 0,89	450	Standard	Gerade	10
GW-25265043	0,025 / 0,63	260	Starre	Gerade	10
GW-25455043	0,025 / 0,63	450	Starre	Gerade	10
GW-35265043	0,035 / 0,89	260	Starre	Gerade	10
GW-35455043	0,035 / 0,89	450	Starre	Gerade	10
GW-35455042	0,035 / 0,89	450	Standard	Abgewinkelt	10

Merkmale

- ▶ **Hydrophiles Ende von 5 cm Länge**
- ▶ **Zweifarbige Zebrabeschichtung**, mit der die Bewegung des Führungsdrahts auf dem endoskopischen Bild korrekt dargestellt werden kann
- ▶ **2 Durchmesser : 0,025'' und 0,035''**
- ▶ **2 Längen : 260 cm und 450 cm**
- ▶ **Standardmodell** oder **starres Modell**
- ▶ Hydrophiles Ende **gerade** oder **abgewinkelt**



Beschreibung: ScopeWire-Führung. **Indikationen:** Endoskopische Platzierung von Geräten in den Gallen- und Verdauungstrakt. **Klasse:** IIa. **Benannte Stelle:** CE0123. **Hersteller:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** SGUIDE_G_1. Rev.01. **Datum:** 17-10-2022

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.